Mega Dental
Folha nº 723

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
23	FIO DENTAL, MATERIAL: POLIAMIDA, COMPRIMENTO: 500M, TIPO: EXTRAFINO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENCERADO, AROMATIZADO	ROL	500	HALITO PURO MS: ISENTO	8,60000	4.300,00
26 √	LENÇOL DE BORRACHA. MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TIPO: LENÇOL DE BORRACHA PRÉ- CORTADO, DIMENSÃO: CERCA DE 14 X 14 CM, TIPO USO: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL	EMB	500	K-DENT/QUIMIDROL MS: 80666970001	21,88000	10.940,00
37	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO MINERAL, APRESENTAÇÃO: SPRAY COM ADAPTADOR, APLICAÇÃO: CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM CFC	FRA	130	IMPLA MS: ISENTO	16,55000	2.151,50
39 √	TIRA ABRASIVA- USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: CERCA DE 150 MM, LARGURA: 6 MM, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE C/ 12 UNIDADES, TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	EMB	700	IMPLA Modelo: ITLA06 MS: 81986630005	3,53000	2.471,00
40 √	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: POLIÉSTER, TIPO: PRÉ-CORTADA, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA: 10MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL	EMB	320	IMPLA Modelo: ITP MS: 81986630005	1,22000	390,40
43 √	MANDRIL ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: DE PRESSÃO, COMPATIBILIDADE: PARA CONTRA ÂNGULO	UNI	100	3R/MICRODONT Modelo: POP-ON MS: 80676920016	18,55000	1.855,00
48 √	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: FITA, APRESENTAÇÃO: ROLO 50CM, LARGURA: 5 MM, TIPO USO: DESCARTÁVEL	UNI	350	IMPLA Modelo: IM05 MS: 81986630005	1,12000	392,00
55 √	FIO RETRATOR GENGIVAL, 0, MATERIAL: ALGODÃO TORCIDO, TIPO: NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA: FINO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO: ESTÉRIL / DESCARTÁVEL	UNI	400	BIODINAMICA Modelo: RETRAFLEX MS: 10298550117	13,23000	5.292,00
56 √	FIO RETRATOR GENGIVAL 00, MATERIAL: ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, TIPO: NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA: EXTRA FINO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ CERCA DE 2,5 M, TIPO USO: ESTÉRIL / DESCARTÁVEL	UNI	400	BIODINAMICA Modelo: RETRAFLEX MS: 10298550117	13,23000	5.292,00
57 √	FIO RETRATOR GENGIVAL, 000, MATERIAL: ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, TIPO: NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA: ULTRA EXTRA FINO, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM C/ CERCA DE 2,5 M, TIPO USO: ESTÉRIL / DESCARTÁVEL	UNI	400	BIODINAMICA Modelo: RETRAFLEX MS: 10298550117	13,23000	5.292,00
58	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO: ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO: 37%, ASPECTO FÍSICO: GEL	SER	700	IMPLA MS: 80676929007	2,81000	1.967,00
61 √	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO: CIMENTO, ASPECTO FÍSICO: BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	UNI	260	DENTSPLY Modelo: HYDRO C MS: 10186370010	19,22000	4.997,20

MEGA DENTAL IMP EXP COM PROD ODONTO - Fone: (043) 3376-6350
RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299, RECREIO, LONDRINA - PR, CEP: 86025-240 - CNPJ: 25.341.162/0001-14 - nfelondrinasc@gmail.com

MegaDental
12º Batalhão
Folha nº 7-22
Logística
Suprimento

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
68	BICARBONATO DE SÓDIO, PUREZA ALTO GRAU DE PUREZA (MIN. 99%), GRANULOMETRIA ESPECÍFICA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA BUCAL.	SAC	400	MAQUIRA Modelo: AIRON MS: 80322400053	1,99000	796,00
72 √	ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: METACRILATO, ASPECTO FÍSICO: RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO: BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO: SERINGA C/ 2 - 2,5 G	UNI	1,5	BIODINAMICA Modelo: BIODAM MS: 10298550101	8,75000	13,12
89 √	PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR	BIS	600	MAQUIRA MS: 80322400022	3,61000	2.166,00
90 √	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ACIDULADO	FRA	2300	MAQUIRA MS: 80322400048	3,40000	7.820,00
91 √	FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 2%, FORMA FARMACÊUTICA: GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NEUTRO	FRA	100	MAQUIRA MS: 80322400048	3,58000	358,00
92 √	MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR, COR: BRANCA, MOLDEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESPUMA DE POLIESTIRENO, TIPO P/ APLICAÇÃO DE FLÚOR, MODELO DUPLA, TIPO USO DESCARTÁVEL, TAMANHO: GRANDE	EMB	550	BIODINAMICA Modelo: REF 7007 MS: 10298550046	42,55000	23.402,50
94 √	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO	FRA	1200	RABBIT / DENTAL CLEAN Modelo: CLINEXIDIN 0,12% MS: 2029745	22,12000	26.544,00
96 √	GÁS REFRIGERANTE, APLICAÇÃO TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO FRASCO DE 200 mL	FRA	260	IODONTOSUL Modelo: ICE TEST MS: 80442020032	25,91000	6.736,60
97 √	EDTA 17% TRISSÓDICO LÍQUIDO. APLICAÇÃO: MEDICAMENTO DE USO ODONTOLÓGICO (ENDODONTIA)	FRA	384	MAQUIRA Modelo: 0101025001 MS: 80322400049	3,85000	1.478,40
99	TRICRESOL FORMALINA. APLICAÇÃO: MEDICAMENTO DE USO ODONTOLÓGICO (ENDODONTIA)	FRA	384	MAQUIRA MS: 80322400018	3,82000	1.466,88
100 √	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO: SORTIDA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CONES A BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO COM CALIBRES E CONICIDADES VARIADAS. COMPRIMENTO: 28 MM	EMB	384	IMPLA Modelo: RS ICGA MS: 81593730025	25,46000	9.776,64
101 √	CONE DE GUTA PERCHA ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO: M. CONES À BASE DE GUTAPERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. COMPRIMENTO: 28MM	EMB	500	IMPLA Modelo: R5 ICGA MS: 81593730025	24,97000	12.485,00
110 √	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 1, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 28 001 IGT MS: 81593730002	5,19000	11.937,00

MEGA DENTAL IMP EXP COM PROD ODONTO - Fone: (043) 3376-6350
RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299, RECREIO, LONDRINA - PR, CEP: 86025-240 - CNPJ: 25.341.162/0001-14 - nfelondrinasc@gmail.com

12º Batalhão
Folha nº 123
Rubrica
Departamento

MegaDental

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
111 √	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 2, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 28 002 IGT MS: 81593730002	5,19000	11.937,00
114 √	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 5, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2000	IMPLA Modelo: 28 005 IGT MS: 81593730002	5,19000	10.380,00
115 √	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 6, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2000	IMPLA Modelo: 28 006 IGT MS: 81593730002	6,61000	13.220,00
116 √	BROCA GATES NR.01 32MM UNIDADE	UND	2300	IMPLA Modelo: 32 001 IGT MS: 81593730002	5,19000	11.937,00
118 √	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 3, COMPRIMENTO: 32MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 32 003 IGT MS: 81593730002	6,61000	15.203,00
120 √	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:GATES, REFERÊNCIA: REF. 5, COMPRIMENTO: 32 MM	UNI	2000	IMPLA Modelo: 32 005 IGT MS: 81593730002	6,55000	13.100,00
121 √	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: GATES, REFERÊNCIA: REF. 6, COMPRIMENTO: 32 MM	UNI	2000	IMPLA Modelo: 32 006 IGT MS: 81593730002	6,55000	13.100,00
122 √	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: HELICOIDAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LARGO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 1, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 28 001 ILP MS: 81593730002	6,55000	15.065,00
123 √	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: HELICOIDAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LARGO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA:REF. 2, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 28 002 ILP MS: 81593730002	6,55000	15.065,00
124 √	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO:CONTRA ÂNGULO, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: HELICOIDAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LARGO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 3, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2300	IMPLA Modelo: 28 003 ILP MS: 81593730002	6,55000	15.065,00
125 √	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: HELICOIDAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LARGO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 4, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2000	IMPLA Modelo: 28 004 ILP MS: 81593730002	6,55000	13.100,00

MEGA DENTAL IMP EXP COM PROD ODONTO - Fone: (043) 3376-6350
RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299, RECREIO, LONDRINA - PR, CEP: 86025-240 - CNPJ: 25.341.162/0001-14 - nfelondrinasc@gmail.com

12° BatalMap
Folha nº 79
Rubrica
Carimento

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
126	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: HELICOIDAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LARGO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 5, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2000	IMPLA Modelo: 28 005 ILP MS: 81593730002	6,55000	13.100,00
127	BROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO: CONTRA ÂNGULO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: HELICOIDAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: LARGO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, REFERÊNCIA: REF. 6, COMPRIMENTO: 28 MM	UNI	2000	IMPLA Modelo: 28 006 ILP MS: 81593730002	6,55000	13.100,00
128	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	EMB	650	IMPLA Modelo: 21 15-40 IK MS: 81593730002	13,59000	8.833,50
129	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 21 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL\, TAMANHO: 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	EMB	650	IMPLA Modelo: 21 45-80 IK MS: 81593730002	13,58000	8.827,00
130	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	EMB	650	IMPLA Modelo: 25 15-40 IK MS: 81593730002	10,72000	6.968,00
131	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 25 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO:2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	EMB	650	IMPLA Modelo: 25 45-80 IK MS: 81593730002	10,72000	6.968,00
133	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 31 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 1ª SÉRIE/15 A 40, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	EMB	500	IMPLA Modelo: 31 15-40 IK MS: 81593730002	13,58000	6.790,00
134	LIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TIPO KERR, COMPRIMENTO: 31 MM, APLICAÇÃO: DIGITAL, TAMANHO: 2ª SÉRIE/45 A 80, COMPONENTES: C/ CURSOR, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO	EMB	500	IMPLA Modelo: 31 45-80 IK MS: 81593730002	13,58000	6.790,00
141	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: CÔNICA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:TOPO EM CHAMA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE:CORTE FINO, NUMERAÇÃO AMERICANA 1:REF. 1190F	UNI	2000	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,03000	4.060,00
143	BROCA DIAMANTADA Nº 1011. APRESENTAÇÃO: HASTE REGULAR, ALTA ROTAÇÃO,	UNI	2600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,03000	5.278,00

MEGA DENTAL IMP EXP COM PROD ODONTO - Fone: (043) 3376-6350
RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299, RECREIO, LONDRINA - PR, CEP: 86025-240 - CNPJ: 25.341.162/0001-14 - nfelondrinasc@gmail.com

12º Batalhão
Folha nº 725º
Rubrica
Fornecimento

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
144 √	BROCA DIAMANTADA Nº 1012. APRESENTAÇÃO: HASTE REGULAR, ALTA ROTAÇÃO	UNI	2600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,03000	5.278,00
145 √	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO: ESFÉRICA, TIPO HASTE: HASTE REGULAR, TIPO CORTE: CORTE MÉDIO, NUMERAÇÃO AMERICANA: 1013	UNI	2600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,03000	5.278,00
146 √	BROCA DIAMANTADA Nº 1014. APRESENTAÇÃO: HASTE REGULAR, ALTA ROTAÇÃO	UNI	2600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,03000	5.278,00
147 √	BROCA DIAMANTADA Nº 1015. APRESENTAÇÃO: HASTE REGULAR, ALTA ROTAÇÃO	UNI	2600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,03000	5.278,00
148 √	BROCA DIAMANTADA Nº 1016. APRESENTAÇÃO: HASTE REGULAR, ALTA ROTAÇÃO	UNI	2600	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	2,03000	5.278,00
150 √	BROCA DIAMANTADA Nº 1012 HL. APRESENTAÇÃO: HASTE LONGA (HL), ALTA ROTAÇÃO	UNI	2300	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	1,98000	4.554,00
152 √	BROCA DIAMANTADA Nº 1014 HL. APRESENTAÇÃO: HASTE LONGA (HL), ALTA ROTAÇÃO,	UNI	2300	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	1,98000	4.554,00
153 √	BROCA DIAMANTADA Nº 1016 HL. APRESENTAÇÃO: HASTE LONGA (HL), ALTA ROTAÇÃO,	UNI	2300	3R/MICRODONT Modelo: CHAMPION MS: 80676920015	1,98000	4.554,00
155 √	BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL: CARBIDE, FORMATO: TRONCO-CÔNICO LONGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: TOPO ARREDONDADO, TIPO HASTE: HASTE LONGA, TIPO CORTE: ZEKRYA, REFERÊNCIA: REF. 151	UNI	640	IMPLA Modelo: 28 IZC MS: 81593730003	10,72000	6.860,80
170 √	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA. SEM EPINEFRINA. APLICAÇÃO: GENGIVAL, PREPAROS CAVITÁRIOS	FRA	512	BIODINAMICA Modelo: HEMOSTANK MS: 10298550099	12,30000	6.297,60
171 √	FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, USO ADULTO, FILME RADIOLÓGICO, TIPO: ODONTOLÓGICO, DIMENSÕES: CERCA DE 30 X 40 MM (TAMANHO DA PELÍCULA)	CAI	320	AGFA Modelo: DENTUS E-SPEED MS: 10166840081	172,80000	55.296,00
173 √	FIXADOR PARA RAIO X ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO ÁGUA, SULFATO DE ALUMÍNIO, TIOSSULFATO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO PROCESSAMENTO MANUAL FILMES DENTAIS INTRAORAIS. FRASCO 475 ml	FRA	770	IMPLA MS: ISENTO	9,66000	7.438,20
174 √	REVELADOR PARA RAIO X ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO SULFITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO PROCESSAMENTO MANUAL FILMES DENTAIS INTRAORAIS.FRASCO COM 475 ml	FRA	770	IMPLA MS: ISENTO	9,66000	7.438,20
178 √	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA CONFECÇÃO E REPAROS DE COROAS, FACETAS E PROVISÓRIOS. ASPECTO FÍSICO: PÓ, COR 69. FRASCO 25G	UNI	130	DENTARIA BRASIL MS: 81941860003	15,01000	1.951,30

MEGA DENTAL IMP EXP COM PROD ODONTO - Fone: (043) 3376-6350
RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299, RECREIO, LONDRINA - PR, CEP: 86025-240 - CNPJ: 25.341.162/0001-14 - nfelondrinasc@gmail.com

2º Batalhão
Folha nº
Rubrica
Mega Dental
Fornecimento

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA MERCADORIA	UND.	QUANT.	MARCA	P. UNIT.	P. TOTAL
179 ✓	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA CONFECÇÃO E REPAROS DE COROAS, FACETAS E PROVISÓRIOS, COR 66. PÓ. FRASCO COM 78G.	UNI	130	DENTARIA BRASIL MS: 81941860003	23,15000	3.009,50
180 ✓	RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA CONFECÇÃO E REPAROS DE COROAS, FACETAS E PROVISÓRIOS ASPECTO FÍSICO: PÓ, COR 62. FRASCO 25G	UNI	130	DENTARIA BRASIL MS: 81941860003	15,69000	2.039,70
181 ✓	RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO: MONÔMERO METACRILATO DE METILA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, USO: POLIMENTO QUÍMICO DE PEÇAS ACRÍLICAS	FRA	130	DENTARIA BRASIL Modelo: IDEAL AUTO MS: 81941860003	28,23000	3.669,90
183 ✓	ALGINATO, TIPO: TIPO I, APRESENTAÇÃO: PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRESA RÁPIDA	UNI	384	VIGODENT Modelo: HYDROPRINT PREMIUM MS: 10068870084	25,23000	9.688,32
				Valor total da proposta:		**R$ 782.007,56**
Setecentos e oitenta e dois mil e sete reais e cinqüenta e seis centavos						


Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, materiais, encargos sociais, seguros, bem como todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, fretes e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos objetos desta Licitação.

• CONTATO PARA ASSUNTOS RELACIONADO A ESSE PREGÃO, E-MAIL: licitacao@licitacoes.londrina.br

CAROLINE DE F. THERESA LADEIRA
CPF: 038.549.009-70
RG: 7.071.551-1

MEGA DENTAL IMP EXP COM PROD ODONTO - Fone: (043) 3376-6350
RUA JOHN FITZGERALD KENNEDY, 299, RECREIO, LONDRINA - PR, CEP: 86025-240 - CNPJ: 25.341.162/0001-14 - nfelondrinasc@gmail.com

12º Batalhão
Folha nº 727
Rubrica
de Suprimento



Agulhas Gengivais, estéreis, atóxicas, apirogênicas

- **Bisel trifacetado e cânula siliconizada -** Permite penetração suave e conforto ao paciente.
- **Cânula altamente flexível -** Permite maior agilidade do profissional durante o uso, não ocorrendo quebra da cânula.
- **Bisel interno com ângulo curto -** Agulha penetra no tubete sem que ocorra retenção de borracha que provocaria entupimentos.
- **Canhão padronizado em cores (30 G - amarelo; 27 G - cinza) -** Indica o calibre da agulha conforme norma ISO 7885 (norma internacional).
- **Canhão centraliza e fixa a agulha -** Permite fixação segura da cânula no canhão.
- **Canhão apresenta rosca interna universal para as seringas de carpule -** Fixação segura em qualquer modelo e marca de seringa de carpule, não provoca vazamentos.
- **A agulha apresenta dois protetores que formam o estojo plástico da agulha gengival -** Segurança no manuseio, garantia de esterilidade até o momento do uso.
- **Estojo plástico (protetores) apresenta etiqueta de segurança (lacre) -** Esterilidade garantida até que os protetores sejam removidos ou danificados.
- **Esterilização à Oxido de Etileno (ETO) -** Esterilidade garantida por 5 anos da data de fabricação.

Embalagem:

Unitária - Embalada unitariamente no estojo plástico com lacre de segurança - Protetores garantem a esterilidade do produto até a remoção do lacre de segurança.

12° Batalhão
Folha nº 723
Rubrica
de Suprimento

APRESENTAÇÃO:

Agulha Gengival	Embalagem Primária	Embalagem Secundária	Embalagem Terciária
30G Extra curta 0.30 x 15.0 mm	Estojo plástico com lacre de segurança	cx - 100 unid	cx - 1500 unid.
30G Curta 0.30 x 22.0 mm	Estojo plástico com lacre de segurança	cx - 100 unid.	cx - 1500 unid.
30G Longa 0.30 x 30.0 mm	Estojo plástico com lacre de segurança.	cx - 100 unid.	cx - 1500 unid.
27G Curta 0.40 x 22.0 mm	Estojo plástico com lacre de segurança.	cx - 100 unid.	cx - 1500 unid.
27G Longa 0.40 x 30.0 mm	Estojo plástico com lacre de segurança.	cx - 100 unid	cx - 1500 unid

12º Batalhão
Folha nº 92
Rubrica
Destacamento

CLARIDEX ENDO


Agente Clareador Dental - Perborato de Sódio

INDICAÇÃO:

CLARIDEX ENDO deve ser administrado no interior da câmara pulpar do dente a ser clareado, devendo permanecer por um período de tempo para oxidar os pigmentos existentes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

CLARIDEX ENDO é um sistema de clareamento à base de perborato de sódio e peróxido de hidrogênio a 20%, para uso profissional. O produto foi desenvolvido exclusivamente para o clareamento de dentes não-vitais por meio da técnica de curativo demora. É de fácil aplicação e tem viscosidade ideal.




1 frasco com 10g de CLARIDEX ENDO pó;
1 frasco com 10mL de CLARIDEX ENDO líquido
+ acessório.

BIODAM

Barreira Gengival Fotopolimerizável

INDICAÇÃO:

BIODAM é indicado como protetor gengival em casos de utilização de produtos que oferecem riscos de irritação (por exemplo clareadores a base de peróxido de hidrogênio de uso em consultório), prevenindo o contato do agente irritante com o tecido gengival.




1x2g seringa de BIODAM;
+ acessórios.

BIODAM should not be used in patients is known to have sensibility to any c e ingredients listed.
should not be used in the following cases:
- Patients who already have gingivitis or periodontal illness and gingival injuries;
- Patients who had a periodontal surgical intervention recently;

WARNINGS:

Do not use material after expiry date.
The manufacture is not responsible for any damage resulting from a misure or not provided for the instructions of use.
"KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN".
FOR USE IN DENTISTRY ONLY



Conservar ao abrigo da luz solar
em temperaturas entre 2 a 28 °C.

BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.
CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira
R. Ronat Walter Sodré, 4350 Parque Industrial IV
86200-000 Ibiporã - Paraná - Brasil
Fone +55 (43) 3178-7000 Fax + 55 (43) 3178-7099
www.biodinamica.com.br
Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo
CRO/PR 9713

SAC - Customer Service
sac@biodinamica.com.br
+ 55 43 3178-7000

CE
EC REP
BDP - Biodinamica Dental Products LDA.
Zona Ind. Ladeira da Calça,
Código Postal 3260-305
Figueiró dos Vinhos - Portugal
sac@bdpdental.pt | www.bdpdental.pt

EM B000020 Rev. 05 27/04/17

BIODAM

Barreira Gengival Fotopolimerizável

12° Batalhão
Folha nº 730
Rubrica
de Suprimento

CE

biodinâmica

APRESENTAÇÃO:
1x2g seringa **BIODAM**
3 bicos aplicadores.
Reg. ANVISA: 10298550101.

COMPOSIÇÃO:
Grupos dimetacrilatos; dióxido de silício; BHT; catalisadores; carga inorgânica e pigmentos.

INDICAÇÃO:
BIODAM é indicado como protetor gengival em casos de utilização de produtos que oferecem riscos de irritação (por exemplo clareadores a base de peróxido de hidrogênio de uso em consultório), prevenindo o contato do agente irritante com o tecido gengival.

INFORMAÇÃO TÉCNICA:
Para o procedimento clareador profissional a base de peróxido de hidrogênio, ou para o isolamento gengival do contato de algum outro produto que possa provocar irritação é necessário um material que realize proteção. **BIODAM** é um material isolante e protetor, ao ser fotopolimerizado forma uma barreira mecânica de consistência rígida que pode substituir ou complementar o lençol de borracha para a proteção da gengiva, ou ainda melhorar o vedamento do isolamento de um preparo cavitáro ou tratamento endodôntico.
BIODAM promove um isolamento relativo, aderindo à gengiva e bloqueando mecanicamente a passagem de quaisquer produtos. Apresenta facilidade de aplicação. A cor verde facilita o contraste com o dente. Adere bem à gengiva e a remoção é facilmente realizada com o auxílio de um instrumental (p.ex. exploradores), destacando o produto para a frente.

INSTRUÇÕES DE USO:
1. Secar bem a gengiva e os dentes, especialmente o terço gengival;
2. Aplicar uma fina camada de **BIODAM** de aproximadamente 4 a 6 mm de altura com 1 a 1,5 mm de espessura sobre a gengiva. Cobrir cerca de 0,5 mm do esmalte, na região cervical, para evitar o contato com a borda gengival, e repetir o processo em todos os dentes a serem isolados.
Observação: Na presença de diastemas, estender a camada também por lingual, e proteger as ameias. (Extensões de **BIODAM** entre os dentes, conferem maior retenção da proteção.)
3. Polimerizar por 20 a 30 segundos e continuar este procedimento até que o comprimento total de **BIODAM** tenha sido irradiado pelo tempo estabelecido.
4. Verificar se o produto está adequadamente polimerizado e se oferece proteção sobre toda a superfície da gengiva.
5. Para a remoção, destacar o produto para a frente com o auxílio de um instrumental.

CUIDADOS ESPECIAIS:
Realizar a fotopolimerização do produto de acordo com as instruções de uso, respeitando o tempo e o local da irradiação. A incompleta fotopolimerização ou o tempo excessivo podem causar leve irritação gengival.
Realizar o descarte do produto de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais

CONTRAINDICAÇÃO:
BIODAM é contra indicado para pessoas com sensibilidade a algum dos componentes do produto.
Não deve ser utilizado em casos de:
- Quadros já instalados de gengivite, doença periodontal e lesões gengivais;
- Pacientes que sofreram intervenção cirúrgica periodontal recentemente;

ADVERTÊNCIAS:

Não utilizar produtos além do período indicado de validade.
O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou não previsto nas instruções de uso.
" MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS "
USO EXCLUSIVO DO CIRURGIÃO DENTISTA

BIODAM
Barrera Gingival Fotocurable

CE biodinâmica

PRESENTACIÓN:
1x2g jeringa **BIODAM**
3 puntas aplicadoras.
Reg. ANVISA: 10298550101.

COMPOSICIÓN:
Grupos dimetacrilatos; dióxido de silicio; BHT; catalizador; carga inorgánica y pigmentos

INDICACIÓN:
BIODAM es indicado como protector de las encías en casos de uso de productos que ofrecen riesgos de irritación (por ejemplo blanqueadores con base de peróxido de hidrógeno de uso en consultorio), previniendo el contacto del agente irritante con el tejido gingival.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Para el procedimiento de blanqueamiento profesional con base de peróxido de hidrógeno, o para el aislamiento de la encía del contacto con algún otro producto, es necesario un material que realice la protección. **BIODAM** es un material para aislamiento y para protección. Después de fotocurado: Forma una barrera mecánica con consistencia rígida para aislar el diente y para proteger los tejidos gingivales del contacto con el producto blanqueador. **BIODAM** puede sustituir o todavía complementar el dique de goma para la protección de la encía.
BIODAM promueve un aislamiento relativo, adhiriendo a la encía y bloqueando mecánicamente el pasaje de cualquier producto. Presenta facilidad de uso. El color verde facilita el contraste con el diente. Adhiere bien a la encía y el retiro se lleva fácilmente con la ayuda de un instrumento (p.ej. exploradores), separando el producto para adelante.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Secar bien los dientes y la encía, especialmente la parte gingival;
2. Aplicar una capa fina de **BIODAM** de aproximadamente 4 a 6 mm de altura con 1a 1.5 mm de espesura en la encía. Cubrir cerca de 0.5 mm del esmalte, en la región cervical, para prevenir el contacto con el borde gingival y repetir el proceso en todos los dientes que serán aislados.
Comentario: En la presencia de diastemas, también ampliar la capa para lingual, y proteger las mesiodistales. (Extensiones de **BIODAM** entre los dientes, confieren mayor retención de la protectión.)
3. Fotocurar por 20 a 30 segundos y continuar el procedimiento hasta que la longitud total de **BIODAM** se quede fotocurada por el tiempo establecido.
4. Verificar si el producto se polimeriza adecuadamente y si ofrece la protección en toda la superficie de la encía.
5. Para el retiro, sacar el producto hacia adelante con la ayuda de un instrumento.

CUIDADOS ESPECIALES:
Realizar la fotopolimerizacón del producto de acuerdo con las instrucciones de uso, respetando el tiempo y el lugar de la irradiación. La incompleta fotopolimerización o el tiempo extremo puede causar una ligera irritación gingival
Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislación local, asegurandose eliminar completamente sus características con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilización y daños ambientales.

CONTRAINDICACIÓN:
BIODAM es contraindicado para personas con sensibilidad a algunos de los componentes del producto.

- Cuadros ya instalados de gingivitis, de enfermedad periodontal y de lesiones gingivales;
- Paciente que sufrieron intervención quirúrgica periodontal recientemente;

ADVERTENCIAS:
No usar productos después del período indicado de validad.
El fabricante no se responsabiliza por daños causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.
"MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS".
USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

12° Vara Cível
Folha nº 738
Rubrica

BIODAM
Light Cured Gingival Barrier

CE biodinâmica

CONTENTS:
1x2g syringe **BIODAM**
3 application tips
Reg. ANVISA: 10298550101.

COMPOSITION:
Dimethacrylate groups; silicon dioxide; BHT; catalysts; inorganic filler and pigments.

INDICATION:
BIODAM is indicated as a gingival protector in cases of use products that offer risks of irritation (For ex: bleaching agents based on hydrogen peroxide for clinical use), preventing the contact of the irritating agent with the gingival tissue.

TECHNICAL INFORMATION:
For the professional bleaching procedure with hydrogen peroxide or for the gingival isolation from any other product, is necessary to use a material that offers protection. **BIODAM** is an isulator and protector material. After lighting cured creates a rigid mechanical barrier to isolate the theeth and protect the gingival tissues.
BIODAM can substitute or complement the rubber dam for the gingival protection.
BIODAM promotes a relative isolation, adhering to the gingiva and mechanically blocking any product crossing. **BIODAM** is ease to apply and its green color facilitates the contrast with the teeth. Adheres well to the gingiva and its removal is easily done with the help of an instrument (For ex: explorers), detaching the product.

USE INSTRUCTIONS:
1. Dry well the: Teeth and the gingiva, especially the gingival portion;
2. Apply a thin layer of **BIODAM**, approximately from 4 to 6 mm of height and from 1 to 1,5 mm of thickness on the gingiva. Cover about 0,5 mm of the enamel, in the cervical region, to prevent the contact with the gingival border and repeat the process in all teeth that will be isolated.
Extentions of **BIODAM** between the teeth gives greater retention of protection.
3. Light cure for 20 to 30 seconds and continue this procedure until all length of **BIODAM** has been light cured.
4. Verify if the product is adequately light cured and if it offers protection on the all gingivas surface needed.
5. For the removal, detach the product onward with the help of an instrument.

SPECIAL CARES:
Light cure the product in accordance with the use instructions, respecting the time and the irradiation place. The incomplete or an extreme light cure may cause a light gingival irritation.
Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse and environment damages

CONTRAINDICATION:

12º Batalhão de Suprimento
Folha nº 729
Rubrica

Anestésicos Mepivacaína - Nova DFL



Descrição do Produto

Características:
- Isento de Metilparabeno.
- Embalagem em blisters lacrados com 10 tubetes, minimizando a contaminação externa.
- Acondicionados em tubetes de cristal, que:
- Permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo;
- Minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado;
- Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal.

MEPIADRE:
Anestésico Injetável Local à base de Mepivacaína
Vaso-constritor: Epinefrina 1:100.000
Indicações:
- Ideal para procedimentos de prolongada duração.
- Indicado para tratamentos cirúrgicos em geral
- Tratamento de pacientes asmáticos.
- Procedimentos que necessitam de anestesia pós-operatória.

MEPISV:
Anestésico Injetável Local à base de Mepivacaína
Sem vaso-constritor
Indicações:
- Ideal para procedimentos de curta duração.
- Procedimentos em odontopediatria
- Pacientes portadores de cardiopatias graves ou que tenham uso de vasoconstritores contra-indicados.
- Pacientes asmáticos e hipertensos.

12º Batalhão
Folha nº 733
Rubrica
de Suprimento

- Gestantes, principalmente nos primeiro e terceiro trimestres de gestação
- Instalação de bandas ortodônticas, etc.

MEPINOR:
Anestésico Injetável Local à base de Mepivacaína
Vaso-constritor: Nor-epinefrina 1:100.000
Indicações:
- Tratamentos periodontais em geral
- Tratamentos endodônticos
- Cirurgia Oral menor
- Apicetomias

MEPI-LEVO:
Anestésico Injetável Local à base de Mepivacaína
Levonordefrin 1:20.000
Indicações:
- Tratamentos periodontais em geral.
- Tratamentos endodônticos.

Apresentação:
- Ambos, caixa com 50 tubetes de 1,8 mL, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada.

biodinâmica
respeito por você

12º Batalhão
Folha nº 734
Rubrica
de Suprimento

HEMOSTANK



Descrição

Hemostático para uso tópico

HEMOSTANK é um hemostático de uso tópico, indicado para promover o afastamento gengival antes da realização de moldagens.
Contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente.
É considerado seguro e eficaz.
Os tecidos após afastados voltam à sua condição normal.
Não interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser utilizado por pacientes cardíacos devido à ausência de epinefrina.

Vantagens

- Efetivo controle de sangramento sem interferir na presa dos materiais de moldagem;
- Ausência de epinefrina;
- Não mancha tecidos duros e/ou moles;
- Possui grande ação adstringente, permitindo moldagens nítidas sem provocar retração gengival;
- Seguro e eficaz.

Apresentação

1 frasco com 10mL de HEMOSTANK.

© 2017 Biodinâmica - Respeito por você • Todos os direitos reservados.

12º Batalhão
Folha nº 735
Rubrica
de Suprimento

MOLDEIRA DUPLA DESCARTÁVEL



Descrição

Indicada para aplicação tópica de Flúor Gel

Moldeiras de poliestireno com revestimento de espuma de poliuretano, para aplicação tópica de Flúor gel. O material permite certa flexibilidade da moldeira, tornando mais fácil sua adaptação ao arco dental. A espuma da camada interna permite uma maior permanência do gel de Flúor no interior da moldeira, e aumenta o contato com os dentes. Sua forma dupla permite a aplicação do Flúor simultaneamente nas arcadas superior e inferior, com economia de tempo e maior conforto para o paciente. A aplicação tópica de Flúor com moldeiras é recomendada especialmente pela permanência maior do contato entre Flúor/esmalte dental, intensificando a ação do Flúor.

Vantagens

-Facilidade de aplicação do flúor na forma de gel;
-Economia de tempo, por ser dupla e permitir a aplicação nas duas arcadas ao mesmo tempo;
-Apresentada nos tamanhos: pequena, média, grande e sortida;
-Feita de material flexível, para melhor adaptação na arcada.

12º Batalhão de Suprimento
Folha nº 736
Rubrica

Apresentação

Caixa com 24 ou 50 MOLDEIRAS DUPLAS DESCARTÁVEIS nos tamanhos: pequena, média, grande ou mista.

Instruções de Uso

1. Realizar a profilaxia de todos os dentes com pedra pomes, água e secar;
2. Selecionar a moldeira de acordo com o tamanho da arcada do paciente;
3. Aplicar o flúor na parte interna da moldeira e espalhar;
4. Introduzir a moldeira na boca do paciente e aguardar o tempo de ação do flúor, mantendo o sugador de saliva na boca do paciente;
5. Remover a moldeira e o excesso de flúor e pedir ao paciente para não ingerir nada por 30 min.

1/2º Batalhão
Folha nº 737
Rubrica
Departamento

Categorias

- Acabamento e Polimento
- Clareadores
- Cimentos, Forradores e Vernizes
- Cirurgia e Periodontia
- Controle de Infecção e Descartáveis
- Dentística
- Endodontia
- Ionômeros
- Material de Impressão
- Ortodontia
- Prevenção e Profilaxia
- Retração e Hemostáticos
- Acessórios

BABADOR DESCARTÁVEL

[Produtos a um Clique]

DESCRIÇÃO VANTAGENS APRESENTAÇÃO INSTRUÇÕES DE USO INFORMAÇÕES TÉCNICAS





Indique este produto

Produtos Relacionados



PEDRA POMES



FRUTTI FLÚOR GEL

© 2014 Biodinâmica - Respeito por você • Todos os direitos reservados.

2º Batalhão de Suprimento
Folha nº 7388
Rubrica

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS

IMPLA TIRAS ODONTOLÓGICAS

Nº FT: 0090
DATA DE REVISÃO: 16/08/2019

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Marca:	IMPLA
Modelo:	MATRIZ 0,5
	MATRIZ 0,7
	TIRA DE LIXA AÇO 4MM
	TIRA DE LIXA AÇO 6MM
	TIRA DE LIXA POLIESTER
	TIRA DE POLIESTER
Código Produto ANVISA:	IM05
	IM07
	ITLA04
	ITLA06
	ITLP
	ITP
Código Interno:	13161
	13162
	5370
	5371
	5372
	7752

2. IDENTIFIAÇÃO DA EMPRESA

Nome produto: IMPLA TIRAS

Empresa:
MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

Endereço:
Rua Tibagi, 651
CEP: 86025-270
Londrina – Paraná

Contato:
E-mail: resp_tecnico@licitacoes.londrina.br

Telefone de emergência:
(43) 3376 6370

Telefone contato:
(43) 3376 6370

3. CARACTERISTICAS

Especialidade: Odontológica

Distribuidor exclusivo:
CNPJ. 28.857.335/0001-40
Rua Tibagi, 651
Londrina/Pr - Cep. 86.025-270
Fone: 43 3376 6370

Batalha
Folha nº 739
Rubrica
Visto Impresso

Especificação física Matriz e Tiras de aço:	Aço inox e óxido de alumínio
Tiras Poliéster:	Poliéster
Tiras Lixa de Poliéster:	Filme poliéster, oxido de alumínio e resina epóxi

4. DESCRIÇÃO

O IMPLA TIRAS é um instrumento de uso odontológico, fabricado por empresa terceirizada e distribuído pela **MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME**, confeccionado em aço inox, poliéster, óxido de alumínio e embalagem plástica individual.

TIRAS DE AÇO



TIRAS POLIÉSTER



MATRIZ



5. APLICAÇÃO

Uso recomendado:	Indicado para a aspiração endodôntica. Possui curvaturas das agulhas compatíveis com a necessidade diária, promovendo a aspiração das soluções irrigadoras durante o tratamento de canal.

6. EMBALAGEM

Pacote com 1 unidade.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Cuidado ao manusear;

Produto deve ser armazenado em local seco e longe de umidade;

8. ROTULAGEM

Contém:
Nome do produto
Número do lote
Data de fabricação
Data de validade
Código de barra
Nome do responsável

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Garantia contra defeito de fabricação.

Registro ANVISA: 81593730011

Distribuidor exclusivo:
CNPJ. 28.857.335/0001-40
Rua Tibagi, 651
Londrina/Pr - Cep. 86.025-270
Fone: 43 3376 6370

12º Batalhão Folha nº 740 Rubrica Suprimento

Código:	Revisão:	Data:
ET38	03	20/02/2017

1. PRODUTO:
RETRAFLEX:
Fio Retrator (não impregnado)

Material Auxiliar

CE

1.1. DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO:

RETRAFLEX é um fio de algodão para o afastamento gengival em vários procedimentos dentais, mais comumente para moldagens e na necessidade de afastar o tecido gengival para a confecção de restaurações.
A ação do produto é mecânica, através de sua interposição entre a margem gengival livre e a superfície dentária. A umidade do tecido normal, água ou soluções para retração gengival fazem com que o fio trançado promova o afastamento do tecido gengival.

Vida útil esperada: O produto mantém suas características técnicas durante um período de 30 a 40 minutos após a aplicação.
O sucesso do uso do produto depende entre outras variáveis, do correto diagnóstico e indicação, do adequado procedimento técnico, das condições do dente a ser tratado e do estado de saúde geral do paciente.

1.2. FORMAS DE APRESENTAÇÃO:

1x250cm RETRAFLEX
RETRAFLEX #000 - Ultra Extra Fino
RETRAFLEX #00 - Extra Fino
RETRAFLEX #0 - Fino
RETRAFLEX #1 - Médio
RETRAFLEX #2 - Grosso
RETRAFLEX #3 - Extra Grosso

⚠ VARIANTES PREVISTAS:

CÓDIGO	PRODUTO	FORMA FARMACEUTICA
7280	RETRAFLEX 000 - PRETO 250CM	N.A.
7281	RETRAFLEX 00 - MARROM 250CM	N.A.
7282	RETRAFLEX 0 - VIOLETA 250CM	N.A.
7283	RETRAFLEX 1 - AZUL 250CM	N.A.
7284	RETRAFLEX 2 - VERDE 250CM	N.A.
7285	RETRAFLEX 3 - VERMELHO 250CM	N.A.

1.3. REGISTROS REGIONAIS E FEDERAIS:

PRODUTO:	Reg. ANVISA
RETRAFLEX	10298550117

1.3.1. Normas aplicáveis ao produto
Definido no FB7.19-05 LISTA DE NORMAS

1.4. COMPOSIÇAO:
INFORMAÇÃO COMERCIAL:
Fio de algodão 100%.

1.5. INDICAÇÃO / USO PRETENDIDO DO PRODUTO:
RETRAFLEX é indicado para afastamento gengival em vários procedimentos dentais, otimizando os resultados ao se efetuar impressões dentais, facilitando o acesso e a visibilidade de todos os tecidos em que se está operando, além de ajudar a prevenir danos no tecido gengival durante a confecção dos preparos cavitários.

1.6. FABRICAÇÃO / FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO:

2º Batalhão Folha nº 11 Rubrica Departamento

O produto segue o Fluxo Padrão das Etapas do processo de Fabricação.
O Fluxo Padrão e a sua descrição estão apresentados nas Informações Técnicas Gerais.

1.7. CONTROLES:
IT 7.10-02 – Análise Produto Acabado – Manufatura.

1.8. FORMULÁRIOS:
FB7.08-13 – ROTEIRO RETRAFLEX;
FB7.08-07 – Roteiro de Rotulagem;
FB7.10-02 - ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO MANUFATURA.;

1.9. EMBALAGEM:
Está definido no relatório técnico de registro do produto

1.10. RASTREABILIDADE:
O produto segue o estabelecido na identificação para a rastreabilidade descrita na Identificação de Produtos, apresentada nas **Informações Técnicas Gerais**.

1.11. PRECAUÇÕES:

PRECAUÇÕES PARA USO COM SEGURANÇA:
- Este produto só deve ser usado em tecido saudável, livre de ferimentos, sangramentos ou infecções.
- Se a retração gengival é necessária para vários dentes, tratar um dente de dada vez.
- Utilizando solução hemostática/retratora, seguir as instruções de uso do fabricante da solução utilizada para a impregnação.
- No caso de lesões cervicais, o fio deve ser inserido antes do preparo cavitário.
- Quando o tratamento envolver a região proximal, pode haver a necessidade de colocação de dois fios retratores para se conseguir uma melhor reprodução da margem gengival e também porque a gengiva interdental é difícil de retrair.
- Depois do procedimento utilizando o fio retrator, inspecionar rigorosamente o sulco gengival para verificar se houve alguma lesão e para certificar-se de que não existem fragmentos do fio retrator no cervix gengival, o que poderia agir como corpo estranho e induzir a uma severa inflamação local.

CONTRA-INDICAÇÃO:
RETRAFLEX é contra-indicado para pessoas com relatada sensibilidade ao produto.

1.12. VALIDADE:
O prazo seguro para o uso do produto está informado na TB7.08-06 – PRAZO DE VALIDADE.

1.13. ARMAZENAGEM:

CONSERVAÇÃO:
Conservar ao abrigo da luz solar.

CUIDADOS DE MANUSEIO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:
Manusear de forma a prevenir danos a sua integridade física.
Armazenar conforme procedimento MP7.12 observando as condições de conservação.



1.14. ESTERILIZAÇÃO:
N.A. .

1.15. EQUIPE TÉCNICA:

DENTSPLY

12º Batalhão
Folha nº 742
Rubrica
de Suprimento

Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio Hydro C - Dentsply



Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base.

* Segurança para procedimento: importante como proteção pulpar em especial em cavidades profundas.
* Cimento sem eugenol não interfere em futuro reembasamento do provisório nem na futura cimentação adesiva, preparos protéticos são mais agressivos à polpa e o ideal é utilizar um cimento que ao mesmo tempo seja protetor, como o Hydro C.
* Presa rápida: rápido endurecimento.
* Biocompatível.
* Registro na Anvisa 10186370010.

Kit com 13g de Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura.

12º Batalhão Folha nº 793 Rubrica Visto Suprimento

Print page

Heraeus Kulzer South America

Início Produtos Clínica Filmes radiográficos

Agfa® Dentus E-Speed



AGFA® Dentus E-Speed - filme radiográfico intra-oral de velocidade E, com alta qualidade de imagem, contraste elevado e menor necessidade de exposição à radiação.

Compatível com todos os aparelhos de raios-X do mercado, **AGFA® Dentus E-Speed** pode ser processado com qualquer químico padrão (revelador e fixador), de maneira manual ou automática.

Mais do que seguro, **AGFA® Dentus E-Speed** também é muito confortável para o paciente devido a sua embalagem extra-macia com cantos arredondados (Softopac).

Principais vantagens

- Diagnóstico facilitado devido ao seu contraste elevado e densidade máxima (tons de cinza bem definidos);
- Evita imagens trêmulas (curto tempo de exposição);
- Plástico extra-macio, resistente à saliva e desinfectável;
- Arquivamento garantido por até 30 anos.

Apresentação do produto:

- Embalagem com 150 películas



Encontre a linha de produtos Heraeus Kulzer
Clique aqui e confira a dental mais próxima.

Indicações

- Tomadas radiográficas intra-orais (filme 3x4cm);
- Processamento manual ou automático.

Instruções de uso - Agfa® Dentus E-Speed

Download

12º Batalhão
Folha nº 744
Rubrica
Suprimento

PASTA profilática

pasta profiláctica - prophylactic paste

APRESENTAÇÃO: PASTA PROFILÁTICA MAQUIRA

É suficientemente abrasiva para remover de modo eficiente todos os tipos de resíduos da superfície dentária sem provocar abrasão indevida do esmalte, dentina ou cimento.

Presentación - Indicado para la limpieza profiláctica para remoción de manchas exógenas, placas, matéria alba y resíduos orales.

Presentation - Suitable for propylactic cleaning to remove exogenous stains, plaques, material alba and oral waste.



COM FLÚOR/contains fluoride



Embalagem com 1 un. I Package with 1 pc.	
Tutti-Frutti 90 g	Ref. 0101013001
Menta 90 g/Mint	Ref. 0101013002

12° Batalhão de Suprimento
Folha nº 715
Rubrica

Maquira
DENTAL PRODUCTS

INSPIRADOS PELO SEU SORRISO

Digite o Produto que procura

LINHA DE PRODUTOS

- Abridor
- Acabamento E Polimento
- Ácidos
- Adesivo Dentário
- Afastadores
- Agente De Ligação
- Arcos
- Bandejas
- Biossegurança
- Cimentação
- Cirúrgicos
- Clareamento
- Compósitos
- Diversos
- Endodontia - Diversos
- Endodontia - Medicamentos
- Fio Retrator
- Forradores
- Hemostático
- Impressão
- Injetores
- Ionômero De Vidro
- Lubrificantes
- Moldeiras
- Ortodontia
- Pino De Fibra De Vidro
- Pino Para Moldagem
- Posicionador De Filmes
- Precision Applicator
- Prevenção
- Profilaxia
- Restaurador Temporário
- Sugadores
- Tiras

PREVENÇÃO | FLÚOR GEL

Apresentação Geral | Downloads | Perguntas e Respostas | Passo a Passo | Vídeo





Código do Produto	Produto	Qtde por Embalagem
0101012002	Flúor Gel Acidulado Tutti-Frutti	1
0101012003	Flúor Gel Acidulado Menta	1
0101012004	Flúor Gel Acidulado Cereja	1
0101012001	Flúor Gel Neutro Menta	1
0101012007	Flúor Gel Caixa Misto	20

O FLUOR GEL MAQUIRA é um produto que ajuda a prevenir a cárie dentária abrandando a quebra do esmalte e acelerando o processo natural da remineralização dos filamentos desse esmalte.

- Diminuição da desmineralização do esmalte dentário;
- Diminuição do número e do potencial de microorganismos bucais;
- Favorecimento da reconstrução do esmalte dentário comprometido.
- Disponível em Gel Acidulado e Neutro;
- Acidulado sabores Cereja, Menta e Tutti-Frutti;

12° Batalhão Folha nº 116 Rubrica Departamento

Maquira
DENTAL PRODUCTS

INSPIRADOS PELO SEU SORRISO.

Digite o Produto que procura

LINHA DE PRODUTOS

- Abridor
- Acabamento E Polimento
- Ácidos
- Adesivo Dentário
- Afastadores
- Agente De Ligação
- Arcos
- Bandejas
- Biossegurança
- Cimentação
- Cirúrgicos
- Clareamento
- Compósitos
- Diversos
- Endodontia - Diversos
- Endodontia - Medicamentos
- Fio Retrator
- Forradores
- Hemostático
- Impressão
- Injetores
- Ionômero De Vidro
- Lubrificantes
- Moldeiras
- Ortodontia
- Pino De Fibra De Vidro
- Pino Para Moldagem
- Posicionador De Filmes
- Precision Applicator
- Prevenção
- Profilaxia
- Restaurador Temporário
- Sugadores
- Tiras

ENDODONTIA - MEDICAMENTOS | E.D.T.A SOLUÇÃO 20ML

Apresentação Geral | Downloads | Perguntas e Respostas | Passo a Passo | Vídeo





Código do Produto	Produto	Qtde por Embalagem
0101025001	E.D.T.A. Solução 20ml	01

O EDTA é geralmente aceito como o mais efetivo agente quelante. Quando colocado no interior da cavidade pulpar, age sobre as paredes dentinárias, desmineralizando-as e tornando-as menos resistente à ação dos instrumentos endodônticos, o que facilita o preparo do canal. Remove ainda de forma eficiente, a lama dentinária, aumentando a permeabilidade da dentina.

- Mais efetivo agente quelante;
- Alarga canais radiculares;
- Remove o smear layer (lama dentinária);
- Prepara a parede dentinária para a adesão de materiais obturadores;
- Facilita a entrada de limas endodônticas para instrumentação em condutos atresiados.

Quimidrol

12º Batalhão de Suprimento
Folha nº 747
Rubrica

K-Dent

Lençol de Borracha



DESCRIÇÃO

O lençol de borracha é produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a possibilidade de contaminação. Isento de pó.

O Lençol de Borracha Odontológico K-Dent foi especialmente desenvolvido para a proteção máxima do paciente e do profissional de odontologia. Isento de pó, disponível nas cores verde (menta) e azul (neutro) nos tamanhos 15 x 15cm, 12,7 x 12,7cm e 13,5 x 13,5 cm. Caixas com 26 unidades.

(47) 3027-8720
www.quimidrol.com.br
televendas@quimidrol.com.br

Quimidrol
Importador e Distribuidor

12º Batalhão
Folha nº 748
Rubrica
Destacamento

MICRODONT

Mandris

Fabricados com matérias-primas de alta qualidade, os mandris da Microdont possuem a precisão necessária para garantir um excelente desempenho.

Disponíveis para aplicações em consultórios e laboratórios protéticos.

Mandris CA

Modelo	Código	ISO | FIG.	Ø	Comprimento	Descrição
	10.502.022	611/323	023	13.0	Adaptador FG
	10.502.023	603/303	050	22.0	Discos e Serras
	10.502.025	611/323	030	19.0	Discos e Serras - Mini
	10.502.026	615/313	035	25.0	Discos Pop-On
	10.502.028	611/327	045	23.0	Discos Especiais - Snap
	10.502.029	612/327	050	23.0	Polidor Oclusal

2018 © Microdont - Todos os direitos Reservados, Developed by HashVoid, LG Mkt

12º Batalhão
Folha 749
Rubrica
Departamento

Broca Largo Peeso




	28mm	32mm
#1/060	EDP 028 001	EDP 032 001
#2/070	EDP 028 002	EDP 032 002
#3/090	EDP 028 003	EDP 032003
#4/110	EDP 028 004	EDP 032 004
#5/130	EDP 028 005	EDP 032 005
#6/150	EDP 028 006	EDP 032 006
#1-#6	EDP 028 A01	EDP 032 A01

Indicadas como auxiliares de preparo químico cirúrgico. São bastante utilizadas na confecção de espaços para retentores intrarradiculares.

Fabricadas em aço inoxidável.

43 3376.6366
43 3376.6366
impla@impla.ind.br
Tiradentes, 851 - Vila Recreio - Londrina PR
www.impla.ind.br


12º Batalhão
Folha nº 758
Rubrica
de Suprimento



ndodontia


LIMAS MANUAIS

ESPAÇADOR DIGITAL



Descrição do Produto

- Movimento: Manual
- Composição: Aço Inoxidável
- Disponível em 4 tamanhos
- Contém: 04 unidades
- Forma Cônica de Ponta romba
- Com stops de silicone
- Reg. Anvisa: 81593730002
- INDICADO: como auxiliar na obturação de canais radiculares pela técnica de condensação lateral.



NR-SÉRIE	21mm	25mm
A 20	21 A IED	25 A IED
B 25	21 B IED	25 B IED
C 30	21 C IED	25 B IED
D 35	21 D IED	25 D IED
A-D (20-35)	21 A-D IED	25 A-D IED

GUTA PERCHA



Descrição do Produto

CONE DE GUTA PERCHA

- Composição: A base de guta percha. óxido de zinco e corante orgânico
- Comprimento: 28 milímetros
- Contém: 120 UN.
- Reg. Anvisa: 81593730025
- INDICADO: Para obturação de canais radiculares.

NR-SÉRIE	CÓDIGO
15	15 ICG P
20	20 ICG P
25	25 ICG P
30	30 ICG P
35	35 ICG P
40	40 ICG P
15-40	15-40 ICG P
45	45 ICG P
50	50 ICG P
55	55 ICG P
60	60 ICG P
70	70 ICG P
80	80 ICG P
45-80	45-80 ICG P

NR-SÉRIE	CÓDIGO
R1 MF	R1 ICG A
B1 MF	B1 ICG A
R3 F	R3 ICG A
B3 F	B3 ICG A
R4 FM	R4 ICG A
B4 FM	B4 ICG A
R5 M	R5 ICG A
B5 M	B5 ICG A
R7 XF	R7 ICG A
B7 XF	B7 ICG A
R8 FF	R8 ICG A
B8 FF	B8 ICG A
R5 SORTIDO	R5 ICG A
B5 SORTIDO	B5 ICG A

CONE DE PAPEL



Descrição do Produto

CONE DE PAPEL ABSORVENTE

- Composição: À base de papel filtro álcool isopropílico e agua
- Comprimento: 28 milímetros
- Contém: 120 UN.
- Reg. Anvisa: 81593730025
- INDICADO: Para secagem de canais radiculares.

NR-SÉRIE	CÓDIGO
15	15 ICP P
20	20 ICP P
25	25 ICP P
30	30 ICP P
35	35 ICP P
40	40 ICP P
15-40	15-40 ICP P
45	45 ICP P
50	50 ICP P
55	55 ICP P
60	60 ICP P
70	70 ICP P
80	80 ICP P
45-80	45-80 ICP P